



CAREstream
Medical

Tél: 1-888-310-2186
Télécopieur: 1-888-310-2187
Courriel: info@carestream.com

Insufflateur CARE-BVM



Caractéristiques:

- Orifice d'injection de médicaments pour utiliser avec un aérosol-doseur ou une seringue
- Point de connexion de manomètre
- Connexion PEEP intégrée, au adaptateur nécessaire
- Taille pour bébé, enfant et adulte
- Régulateur de pression standard sur les modèles pour enfant et bébé, en option sur les modèles pour adulte
- Tous les modèles comprennent un ballon réservoir et le tube O₂
- Ballon transparent avec prise texturée et réaction sensible
- Pliable en un format compact de transport
- Variété d'accessoires, y compris le Filtre 3M[®] HEPA et la valve PEEP
- Sans latex
- À usage unique

INFORMATION POUR COMMANDER:

CS-100-A100	Insufflateur avec ballon réservoir, masque et valve (Adulte) volume du ballon 1500 ml
CS-100-AP100	Insufflateur avec ballon réservoir, masque et valve (Adulte avec régulateur de pression) volume du ballon 1500 ml
CS-100-P100	Insufflateur avec ballon réservoir, masque et valve (Pédiatrique) volume du ballon 900 ml
CS-100-I100	Insufflateur avec ballon réservoir, masque et valve (bébé) volume du ballon 320 ml

Pour nous joindre

L'Ouest du Canada : 211, rue Schoolhouse, unité 14-15, Coquitlam, C.B. V3K 4X9
L'Est du Canada : 1410, rue Bayly, unité 9, Pickering, (Ontario) L1W 3R3

Tél: 1-888-310-2186
Télécopieur: 1-888-310-2187